


laboratory syringes

ソコレックス連続自動分注器

標準モデルから耐腐食プレミアムモデルまでの実験室専用の精密な分注器がラインアップされています。安全で信頼のおける液体の分注が可能で、ピストルハンドルと2リングハンドルを選べ、広い範囲の容量が選択出来ます。

(製品の特長)

- 人間工学に基づく最適設計
- 迅速・正確な容量設定
- 優れた生産性
- Oリングなしでも漏れなし設計
- 高度の耐薬品性
- 121°Cでのオートクレーブが可能



Models
163
2リングハンドル

Models
173 - 174
ピストル・ハンドル

(機器の詳細情報)

標準モデル 163/173

- 連続式自動分注器
- 統合バルブシステム
- ルアーロック・ノズル

化粧箱には分注器、チューブ、メタルシンカー、ニードル、バルブ用パーツセットと取扱説明書及びクイックガイドが同封されています。

容量/使用範囲 (mL)	目盛 (mL)	163 2リング Cat. No.	173 ピストル Cat. No.
0.3 (0.025 - 0.3)	0.025		173.05003
0.5 ml (0.1 - 0.5)	0.1		173.05005
1ml (0.1 - 1)	0.05	163.0501	173.0501
2ml (0.3 - 2)	0.1	163.0502	173.0502
5ml (0.5 - 5)	0.5	163.0505	173.0505
10ml (1 - 10)	1.0	163.0510	173.0510
20ml (5 - 20)	1.0		173.0520

プレミアム 174

- 連続式自動分注器
- 交換可能バルブシステム
- 高度な耐腐食性
- ルアーロック・ノズル

化粧箱には分注器、チューブ、メタルシンカー、ニードル、バルブ用パーツセットと取扱説明書及びクイックガイドが同封されています。

容量/使用範囲 (mL)	目盛 (mL)	174 ピストル Cat. No.
1ml (0.1 - 1)	0.05	174.0501
2ml (0.3 - 2)	0.1	174.0502
5ml (0.5 - 5)	0.5	174.0505
10ml (1 - 10)	1.0	174.0510

高度な耐腐食性



全モデルの共通性能

容量 (mL)	公差 (CV%)		
	最小容量	中間容量	最大容量
0.025 - 0.3	< 1.8 % ¹⁾	< 1.2 %	< 0.5 %
0.1 - 0.5	< 1.2 %	< 0.9 %	< 0.4 %
0.1 - 1	< 0.7 %	< 0.6 %	< 0.4 %
0.3 - 2	< 0.6 %	< 0.5 %	< 0.4 %
0.5 - 5	< 0.5 %	< 0.4 %	< 0.2 %
1 - 10	< 0.5 %	< 0.4 %	< 0.2 %
5 - 20	< 0.5 %	< 0.4 %	< 0.4 %

液体が通る部分の材質 (耐薬品性)

部品	標準モデル	プレミアムモデル
チューブ	シリコン	シリコン
バレル	ホウ硅酸塩ガラス	ホウ硅酸塩ガラス
ワッシャー	FPM/パイトン	FPM/パイトン
ピストン	ステンレス DIN 304	ステンレス DIN 316L
バルブシステム	Ni-Cr 黄銅	ステンレス DIN 316L
パッキン	PTFE	PTFE
シャフト・リング・ボール・バルブ	ステンレス DIN 304	ステンレス DIN 304
メタルシンカー	Ni-Cr 黄銅	Ni-Cr 黄銅



1回づつの分注



連続自動分注



滅菌作業



ノズルチップでの濾過




逆方向の吸引作業

(連続自動分注器用のアクセサリー)



オプションのフィード用品①
オプションのバイアル固定アダプターで
す。

フィード用品	パック	Cat. No.
標準モデル用(163 and 173) (20 mLを除く)	1 / pk	1.187.1C



マニホールド②
24穴及び96穴のウェルプレートへの分注
に便利です。ルーアールロックシリン
ジノズルをしっかりとフィットさせます。
PTFE ストッパー付きのステンレス製で
す。オートクレーブ可能です。

マニホールド	パック	Cat. No.
4チャンネル・マニホールド [®]	1 / pk	1.170.054
8チャンネル・マニホールド [®]	1 / pk	1.170.058




ブラシ③
先端部も房付きでプラスチックのハンドルの
パレル洗浄用のブラシです。


ブラシ	パック	Cat. No.
0.3, 0.5, 1 mL パレル用	6 / pk	1.170.301
1, 2, 5 mL パレル用	6 / pk	1.170.305
5, 10, 20 mL パレル用	3 / pk	1.170.320
ブラシ 6本セット	6 / pk	1.170.300

シリンジスタンド④

分注機を直ぐ取り上げる位置で保持出来ま
す。洗浄が簡単です。オートクレーブが
可能です。(Cat. No. 320.170).




(連続自動分注器用部品)



バレル⑤

バレル	パック	Cat. No.
バレル 0.3 mL	6 / pk	0187.003
バレル 0.5 mL	6 / pk	0187.005
バレル 1 mL	6 / pk	0187.01
バレル 2 mL	6 / pk	0187.02
バレル 5 mL	6 / pk	0187.05
バレル 10 mL	6 / pk	0187.10
バレル 20 mL	3 / pk	0187.20



パーツセット⑥

パーツセット	パック	Cat. No.
パーツセット 0.3 mL	1 bag	1.187.72003
パーツセット 0.5 mL	1 bag	1.187.72005
パーツセット 1 mL	1 bag	1.187.7201
パーツセット 2 mL	1 bag	1.187.7202
パーツセット 5 mL	1 bag	1.187.7205
パーツセット 10 mL	1 bag	1.187.7210
パーツセット 20 mL	1 bag	1.187.7220

パルプスプリング、ワッシャー、パッキン、ボールパルプ込み



ニードル⑦

ニードル	長さ	太さ
ニードル S	69	内径 1.7 / 外径 2.1
ニードル L	69	内径 2 / 外径 2.4
ニードル LL	220	内径 2 / 外径 2.4

お問い合わせご質問はカスタマー相談
センターまでお願いします。

アズワン株式会社

フリーダイヤル 0120-733-875

輸入代理店
株式会社 伸和

www.socorex.com

SOCOREX
SWISS