

Siringhe Dosys™ all-glass

Le siringhe riutilizzabili in vetro borosilicato offrono una resistenza superiore alle sostanze chimiche e agli shock termici. Una preziosa alternativa alle siringhe monouso in plastica che tiene conto del contenimento della spesa, in qualsiasi applicazione che comporta l'impiego di liquidi. Adatte anche alla gestione di diversi olii, derivati del petrolio, colle, coloranti, profumi, olii essenziali e reagenti chimici organici (ad eccezione dell'acido fluoridrico).


- Sistema stantuffo cilindro di precisione prodotto a macchina
- Parti intercambiabili
- Adesione e tenuta dei liquidi eccellente (non a tenuta di gas)
- Scala graduata permanente altamente visibile
- Smontaggio e pulizia istantanei
- Autoclavabile a 121°C / 250°F



155

da 1 a 250 ml

Vedere cannule e aghi a pagina **48**



Tipi di ugello

Due le versioni disponibili, con ugello Luer in vetro o Luer Lock in metallo.



Parti intercambiabili

Cilindro e stantuffo sono una produzione industriale di precisione e completamente intercambiabili.



Confezioni comode

Imballo rigido trasparente tipo *blister* in grado di offrire una protezione ottimale.

Analisi del gas disciolto

I modelli con capacità maggiore garantiscono prestazioni eccellenti nell'analisi del gas disciolto (DGA) di olio minerale in sistemi di raffreddamento per trasformatori di potenza.

Informazioni per gli ordini

Volume	Divisione	Imballo	Ugello in vetro Luer Codice	Ugello in metallo Luer Lock Codice
0.1 - 1 ml	0.05 ml	3 / conf.	155.0301	155.0501
0.5 - 2 ml	0.1 ml	3 / conf.		155.0502
0.2 - 5 ml	0.2 ml	3 / conf.	155.0305	155.0505
1 - 10 ml	0.2 ml	3 / conf.	155.0310	155.0510
1 - 20 ml	1 ml	2 / conf.	155.0320	155.0520
1 - 30 ml	2 ml	2 / conf.	155.0330	155.0530
1 - 50 ml	2 ml	1 / conf.		155.0550
10 - 100 ml	10 ml	1 / conf.	155.03100	155.05100
10 - 150 ml	10 ml	1 / conf.		155.05150
10 - 200 ml	10 ml	1 / conf.		155.05200
10 - 250 ml	10 ml	1 / conf.		155.05250