

Los dos soportes universales para micropipetas se adaptan a todas las marcas, garantizando un almacenamiento adecuado en todo momento. Las almohadillas antideslizantes garantizan la estabilidad del banco. Fácil de limpiar.



336

Twister™ universal 336

- 6 posiciones
- Rotación fluida de 360°
- Fácil alcance de los instrumentos
- Concepto adaptado a la mayoría de marcas de pipetas
- Discos intercambiables
- 7 colores translúcidos



Solución de almacenamiento universal

No más micropipetas sobre el banco de trabajo, gracias a los soportes universales. Estos contienen micropipetas Socorex y de otras marcas. Desmontaje y limpieza simples.

Información de pedido


Color	Embalaje	Código
Twister™ universal 336		
Rubín rojo	1 / caja	320.336R
Topaz naranja	1 / caja	320.336O
Amarillo citrino	1 / caja	320.336Y
Verde esmeralda	1 / caja	320.336G
Zafiro azul	1 / caja	320.336B
Cuarzo gris	1 / caja	320.336Q
Diamante blanco	1 / caja	320.336W



337

In-line™ universal 337

- 7 posiciones
- Sostiene pipetas monocanal de la mayoría de las marcas
- Soporte de pipeta que ahorra espacio
- Material robusto de poliamida
- 5 colores pastel atractivos



Universalidad en línea

Soporte para todas las pipetas. El soporte sostiene las nuevas y antiguas generaciones de Socorex y micropipetas de otras marcas.

Información de pedido

Color	Embalaje	Código
Soporte de trabajo universal 337		
Gris claro	1 / caja	320.337G
Rosa pastel	1 / caja	320.337R
Azul glaciar	1 / caja	320.337B
Menta	1 / caja	320.337M
Amarillo vainilla	1 / caja	320.337Y


Un almacenamiento adecuado de las micropipetas evita los daños y extiende la vida útil. Socorex ofrece una gama de soportes adaptada a toda configuración de laboratorio.



332

Soporte de pipetas para repisa 332

- 2 posiciones
- Adaptado para pipetas micro, macro y multicanal



Soporte para dos instrumentos

El diseño atractivo se adapta a los instrumentos Acura® incluyendo las pipetas microdispensadoras Acura® 865. La banda autoadhesiva suministrada garantiza una fijación duradera sobre toda superficie limpia. Fabricada con material de policarbonato.

Información de pedido

Color	Embalaje	Código
Azul transparente	1 / caja	320.332
Azul transparente	4 / caja	320.332.4



340

Soporte para pipetas estático 340

- 3 posiciones
- Adaptada para pipetas micro, macro y/o multicanal Socorex
- Cada instrumento puede alcanzarse con facilidad



Compatibilidad ampliada

El soporte de pipeta 340 se adapta igualmente a la pipeta de dilución Acura® 810, a las pipetas de desplazamiento positivo Acura® 846 y a las pipetas microdispensadoras Acura® 865. La sólida plataforma inferior y las almohadillas antideslizantes garantizan una alta estabilidad. Fabricada con material de poliamida.

Información de pedido

Color	Embalaje	Código
Gris claro	1 / caja	320.340