


Ottimali per una vasta gamma di scopi applicativi in laboratorio e in ambiti medicali, dentali, clinici, di sala operatoria nonché in campo veterinario, i vassoi in carta monouso Qualitix® sono completamente autoclavabili sia tramite ossido di etilene, sia con vapore o raggi gamma. Realizzati in cartoncino ricoperto di polietilene medico di elevata qualità da 320g/m², lo strato basso antisdrucciolevole impedisce al contenuto di scivolare. Ideali per uso individuale o all'interno di una busta per sterilizzazione Qualitix®.



Vassoi in carta per sterilizzazione Qualitix®

Vantaggi del prodotto:

- Materiale rigido, cartoncino rivestito in PE medicale
- Sostituisce vantaggiosamente i vassoi in acciaio inossidabile
- Una misura è adatta alla maggior parte dei dispositivi
- Idoneo per sterilizzazione con gas di ossido di etilene, vapore e raggi gamma
- Adatto per essere impiegato così com'è o abbinato alle buste per sterilizzazione Qualitix®
- Conformità alle direttive ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06 e CE



Uso pratico ①

I vassoi possono essere utilizzati da soli oppure collocati all'interno delle buste per sterilizzazione, al fine di preservare la sterilizzazione dopo il processo con vapore, ossido di etilene o raggi gamma.

Flessibilità ②

E' possibile sterilizzare un'ampia varietà di articoli, semplicemente posti sopra i vassoi in cartoncino rigidi.

Dimensioni ③

La misura del vassoio va perfettamente d'accordo con le dimensioni 190 x 360 mm della busta avente no. di catalogo 3210.1936.

Richiedete campioni omaggio

Informazione per l'ordine

Descrizione	Dimensioni		Materiale	Confezione	N. cat.
Vassoio in cartoncino per sterilizzazione	150 x 265 x 15 mm	6.0" x 10.5" x 0.6"	Carta rivestita in PE medicale	50 / conf.	3220.1526

Dimensioni

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
150	265	135	250