

Nuevo

Modelo para viruela con vial

Jeringa fullpox™ 185 con vial

La jeringa fullpox™ 185 es una herramienta robusta de doble aguja, diseñada específicamente para la administración de vacunas contra la viruela aviar. Está fabricada para durar y es fácil de usar, satisfaciendo las necesidades de los veterinarios en avicultura.

- Ergonomía natural, activación sin esfuerzo
- Solución retráctil de doble aguja adaptada a la vacunación de la viruela aviar
- Piezas económicas totalmente intercambiables para un mantenimiento rentable y uso prolongado
- Nivel de calidad equivalente al esperado de Socorex
- Completamente autoclavable 121°C /250°F
- Embalaje reutilizable que protege la jeringa



Comoda gracias al diseño

La empuñadura ergonómica y el accionamiento suave garantizan una gran comodidad de uso.



Vial con tapón

El vial de 15 ml especialmente desarrollado garantiza hasta 1500 administraciones de vacunas sin interrupción. Reutilizable y fabricado en polipropileno (PP) de alta calidad, tanto el frasco como el tapón son autoclavables.

Información de pedido

La entrega estándar incluye jeringa, vial, agujas de repuesto, llave Allen y guía rápida.

Descripción	Embalaje	Cat. No.
Jeringa fullpox™ 185	1 / caja	185.1.0010
Aguja de inoculación de recambio	2 / caja	185.902
Aguja de inoculación de recambio	10 / caja	185.910
Vial con tapón original, 15 ml	1 / caja	185.987
Tapón de bidón	1 / caja	185.721
Tornillo para aguja	1 / caja	185.801



Doble aguja

La jeringa administra dosis precisas de 0,01 ml en cada inoculación, garantizando la exactitud para una protección eficaz contra la viruela. Su diseño de doble aguja permite una administración intradérmica eficaz y fiable, mientras que las agujas

retráctiles mejoran la seguridad del operador al minimizar el riesgo de lesiones accidentales.

Mantenimiento y sostenibilidad

El cuerpo de acero inoxidable y el mango de resina reforzada con fibra de vidrio ofrecen una excelente robustez. El instrumento se puede desmontar y volver a montar por completo, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento.



Consejo pro

Para maximizar la eficiencia de la vacunación, prellena varios frascos con la solución de vacuna y guárdalos en condiciones frescas para un acceso rápido durante las campañas.