

## Siringa fullpox™ 185 con flacone

La siringa fullpox™ 185 è un utensile robusto a doppio ago, messo a punto appositamente per la somministrazione efficace di vaccinazioni anti-vaiolo. Costruita per durare ed essere semplice da usare, soddisfacendo i bisogni dei veterinari professionisti negli allevamenti avicoli.

- Ergonomia naturale, attivazione senza sforzi
- Soluzione a doppio ago retrattile su misura per la vaccinazione anti vaiolo
- Parti interamente intercambiabili per una manutenzione economicamente vantaggiosa e un uso a lungo termine
- Coerente con il livello qualitativo atteso da strumenti Socorex
- Completamente autoclavabile a 121°C /250°F
- Imballo riutilizzabile, in grado di proteggere la siringa



### Comoda grazie al design

Impugnatura ergonomica e attivazione dolce garantiscono un comfort operativo degno di nota.



### Flacone con tappo

Il flacone da 15 ml appositamente sviluppato garantisce fino a 1500 somministrazioni di vaccino senza interruzioni. Riutilizzabili e realizzati in polipropilene di alta qualità (PP), il flacone ed il suo tappo sono entrambi autoclavabili.



### Doppio ago

La siringa somministra dosi precise da 0,01 ml con ogni inoculazione, assicurando accuratezza per un'efficace protezione dal vaiolo. Il suo design a doppia cruna supporta somministrazioni intradermiche efficienti ed affidabili, mentre gli aghi

retrattili elevano la sicurezza dell'operatore minimizzando il rischio di ferite accidentali.

### Manutenzione e sostenibilità

Il corpo in acciaio inossidabile e l'impugnatura in resina rinforzata con fibra di vetro offrono una robustezza eccellente. Lo strumento può essere completamente smontato e riassembleto rendendo pulizia e manutenzione una passeggiata.

### Informazioni per gli ordini

La fornitura standard include siringa, flacone, aghi di ricambio, brugola e guida rapida.

Descrizione	Imballo	Codice
Siringa fullpox™ 185	1 / conf.	185.1.0010
Ago per inoculazione di ricambio	2 / conf.	185.902
Ago per inoculazione di ricambio	10 / conf.	185.910
Flacone con tappo originale, 15 ml	1 / conf.	185.987
Tappo del fusto	1 / conf.	185.721
Vite per ago	1 / conf.	185.801



### Consiglio pro

Al fine di massimizzare l'efficienza della vaccinazione, pre-riempite svariati flaconi con la soluzione vaccino e conservateli in un luogo fresco rapidamente accessibile durante le campagne vaccinali.