

## Siringa doppia leggera ultra 2810

La siringa doppia *ultra 2810* è il 40% più leggera, richiede il 30% di sforzo in meno e la distanza dell'impugnatura è più corta del 20%\*. Essa offre comfort e semplicità d'uso, indipendentemente dalla dimensione della mano, quando si iniettano animali di taglia piccola o media.

- Per la somministrazione simultanea di due liquidi distinti
- Precisione imbattibile nell'iniezione di microvolumi
- Volumi regolabili in modo indipendente
- Corpo della siringa robusto e leggero fatto in resina rinforzata con fibra di vetro

\*paragonata al modello *classic* equivalente



**2810**

0.1 - 0.5 ml

0.1 - 1 ml

0.3 - 2 ml



Codice 1.287.685

### Limitare le punture della pelle

Compatibile con il collettore in acciaio inossidabile, che consente di iniettare due liquidi separati attraverso un singolo ago. Utile per limitare il numero di punture della pelle e di lesioni all'animale. Viene montato senza alcuno sforzo e senza l'aiuto di alcun utensile aggiuntivo.



### Smontaggio & manutenzione

La siringa è facile da smontare/riassemblare. Il veloce accesso a tutti gli elementi consente una pulizia rapida ed efficiente. Durabilità comprovata, disponibilità di tutte le parti di ricambio.



## Modelli siringa ultra 2810

Alimentazione con porta flacone 2810.1

Alimentazione con tubicino 2810.2



### Prestazioni e informazioni per gli ordini

La fornitura standard include una siringa con ugelli *Luer Lock*, due guarnizioni del fusto, Guida Rapida e a seconda del modello: set porta-flacone o set tubicino di alimentazione.



Range dei volumi (ml)	Divisioni (ml)	Precisione (CV%)			Codice	
		Vol. min.	Vol. med.	Vol. max.	Modello con porta flacone	Modello con tubicino
0.1 - 0.5	0.05	< 1.2%	< 0.8%	< 0.4%	2810.1.05005	2810.2.05005
0.1 - 1	0.05	< 0.7%	< 0.6%	< 0.4%	2810.1.0501	2810.2.0501
0.3 - 2	0.1	< 0.6%	< 0.5%	< 0.4%	2810.1.0502	2810.2.0502